

Lame non stérile Swann-Morton



N° / Référence - produit à monter sur manche à embout étroit M3IG (0933) - M3LI (0913) - M7I (0907) - M9I (0909) - MB3 (0923) - M5I (0905) M3I (1033) sans marquage CE			
10 Réf. 1101	10A Réf. 1102	11 Réf. 1103	11P Réf.1191
12 Réf. 1104	15 Réf. 1105		

N° / Référence - produit à monter sur manche à embout large M4IG (0934) - M4LI (0914) - M6I (0906) M4I (1034) sans marquage CE			
20 Réf. 1106	21 Réf. 1107	22 Réf. 1108	23 Réf. 1110
24 Réf. 1111	25 Réf. 1112	25A Réf.1115	26 Réf. 1113

Produit	Lame de bistouri non stérile en acier carbone		
Unité de vente	Boite de 100 unités		
Conditionnement usine	Carton de 120 boîtes avec n° de lot unique		
Stérilisation	Produit non stérile		
Matériau	Lame en acier carbone – Qualité chirurgicale - Epaisseur de lame 0.394 mm - Conforme à la norme BS 2982		
	<u>Composition de l'acier</u>	Carbone : 1,20% - 1,30%	Chrome : 0,10% - 0,40%
		Souffre : 0,025% max.	Manganèse : 0,20% - 0,45%
Composition emballage	Boîte : Carton blanc pelliculé – Visuel et caractéristiques du produit bien lisibles		
	Individuel : sachet de 5 lames		
	Feuillet en aluminium imprimée et filmée en Polyéthylène		
Directive	Intérieur : inhibiteur de corrosion sur papier Kraft blanc		
	Non classé en DM		
Normes	Norme Matériaux : BS2982 - Sans marquage CE		
	Fabrication Grande-Bretagne par l'usine Swann-MortonLtd à Sheffield		
Marquage	Etiquetage : code GS1 conforme à l'UDI en 2017 enregistré sous le numéro 503395500004 – QR code au format Datamatrix avec indication de la référence, du N° de lot et de la date de péremption.		
Conservation	Environnement propre et sec - entre 0 et +40°C - ne pas exposer près d'une source de chaleur.		
Péremption	5 ans à partir de la date de fabrication, indiquée sur les emballages		
Elimination	Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.		
Contact	Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdalaï - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com		

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT

Lame non stérile

1-Produit



2-Emballage primaire : 5 unités individuelles dans un sachet



3-Emballage secondaire - boîte de 100 : unité de vente et Etiquette



Classification et codes produits

CODE USINE	REF ARTICLE	DESIGNATION	Classe	Dispositifs Médicaux	Marquage CE	CODE GMDN	CODE CLADIMED	NOMENCLATURE DOUANIERE	CODE UDI
0101	NS10	LAME NON STERILE N°10	-	-	-	-	-	82119400	05033955011017
0102	NS10A	LAME NON STERILE N°10A	-	-	-	-	-	82119400	05033955011024
0103	NS11	LAME NON STERILE N°11	-	-	-	-	-	82119400	05033955011031
0191	NS11P	LAME NON STERILE N°11P	-	-	-	-	-	82119400	05033955011918
0104	NS12	LAME NON STERILE N°12	-	-	-	-	-	82119400	05033955011048
0105	NS15	LAME NON STERILE N°15	-	-	-	-	-	82119400	05033955011055
0106	NS20	LAME NON STERILE N°20	-	-	-	-	-	82119400	05033955011062
0107	NS21	LAME NON STERILE N°21	-	-	-	-	-	82119400	05033955011079
0108	NS22	LAME NON STERILE N°22	-	-	-	-	-	82119400	05033955011086
0110	NS23	LAME NON STERILE N°23	-	-	-	-	-	82119400	05033955011109
0111	NS24	LAME NON STERILE N°24	-	-	-	-	-	82119400	05033955011116
0112	NS25	LAME NON STERILE N°25	-	-	-	-	-	82119400	05033955011123
0115	NS25A	LAME NON STERILE N°25A	-	-	-	-	-	82119400	05033955011154
0113	NS26	LAME NON STERILE N°26	-	-	-	-	-	82119400	05033955011130