

Carrés et rectangles de coton **BIOPADS**

RENSEIGNEMENTS

ADMINISTRATIFS:

Nom: Laboratoire Sylamed

Adresse : 3 Square de Maubeuge

75009 Paris

Tél : 01.48.78.97.39

Fax : 01.40.16.47.95

Site web : www.sylamed.com

Email: bl@sylamed.fr

CORRESPONDANT

MATERIOVIGILANCE :

Nom: Sylvia LANDAU

Email: sylvia.landau@sylamed.fr

CERTIFICATS QUALITE :

- Marquage CE
- ISO 13485:2016

Délivrés par le LNE/G-MED

Classe du DM :

I selon l'annexe VIII du Règlement (UE)
2017/745.

Description du DM :

- **Composition** : 100% Coton de qualité chirurgicale.

Absence de latex, absence de produits d'origine animale, absence de phtalates.



- **Conditionnement** : En vrac sous sachet plastique en polyéthylène transparent.

- **Etiquetage** : Conforme à la norme NF EN ISO 15223-1 : 2017.

Référence	Désignation et Dimension	Nombre de carrés / sachet	Nombre de sachets / carton
310	Carrés de coton 5 x 5 cm	500	10
311	Rectangles de coton 8 x 10 cm Code ACL : 3401060215798	200	10

RENSEIGNEMENTS

ADMINISTRATIFS :

Nom: Laboratoire Sylamed

Adresse : 3 Square de Maubeuge
75009 Paris

Tél : 01.48.78.97.39

Fax : 01.40.16.47.95

Site web : www.sylamed.com

Email: bl@sylamed.fr

CORRESPONDANT

MATERIOVIGILANCE :

Nom: Sylvia LANDAU

Email: sylvia.landau@sylamed.fr

CERTIFICATS QUALITE :

- Marquage CE
- ISO 13485:2016

Délivrés par le LNE/G-MED

Tolérance nombre et dimension : $\pm 20\%$

Traçabilité: Un numéro de lot permet l'identification et la traçabilité du dispositif médical.

Indications du DM : Pour l'application de désinfectants et de lotions antiseptiques. Soins d'hygiène, de nettoyage et de compression.

Précautions d'emploi : Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.

Mode de stérilisation compatible :
Vapeur - Oxyde d'éthylène - Rayonnement

Conditions de stockage: Au sec et à l'abri du soleil.

Mode de destruction: Par incinération

Date de première mise sur le marché dans l'UE: 2010