

SERINGUE TUBERCULINE AVEC AIGUILLE 25G X 16 MM



Syringe in 1 ml volume
available with these needles:



25G Cannula (ø 0.5 mm)
Length 16 mm, Orange

26G Cannula (ø 0.45 mm)
Length 13 mm, Brown

27G Cannula (ø 0.4 mm)
Length 13 mm, Grey

Description

Une injection douce et parfaitement contrôlée pour une administration fiable du médicament

Des matériaux soigneusement sélectionnés - sans PVC ni latex - ainsi qu'un processus de production contrôlé permettent d'obtenir des produits d'une qualité et d'une performance excellentes.

Caractéristiques :

Seringue en polypropylène inerte.

Point d'étanchéité à double contact, sans latex.

Graduations nettes.

Seringue à insuline, tuberculine, 3 pièces.

Embout de type luer, luer lock ou cathéter.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Seringue tuberculine 1ml 25 g x 16 mm

Vendu par boîte de 100

Caractéristiques de sécurité :

Le corps transparent permet de reconnaître facilement les bulles d'air

Permet une gestion précise de la dose