

## Seringues Terumo® Tuberculine 1 ml Boite de 100



Pour une injection précise et en douceur.  
Seringues stériles garantie sans latex pour éviter tout risque d'allergie.  
Volume : 1 ml.  
Disponibles avec ou sans aiguille.  
Conditionnées en boîte de 100 seringues.

**Les seringues de précision Terumo® Tuberculine sont prévues pour les injections intra-dermiques et sous-cutanées. Elles sont disponibles avec ou sans aiguille en 1 ml.**

Les **seringues stériles Tuberculine Terumo®** ont un corps en propylène très transparent pour un dosage précis de la solution à injecter et pour faciliter la détection des bulles d'air.

Les ailettes larges assurent une bonne préhension de la seringue malgré sa petite taille. Le piston est ultra souple pour une **meilleure injection**. Son joint en élastomère thermoplastique est **sans latex** pour éviter tout risque d'allergie. Le lubrifiant est en huile de silicone.

Absence de PVC ou de produit d'origine animale ou biologique.

La seringue Terumo® Tuberculine est disponible montée ou non avec embout centré :

- 1 ml **sans aiguille**
- 1 ml **avec aiguille** 13 mm 0,45 - 26G

Boîte de 100 seringues sous emballage individuel stérile.

---