



Seringues 3 pièces 20 ml excentré Terumo

Boîte de 50 :

Description :

Seringues TERUMO 03 pièces sans aiguille prémontée 20 ML Luer. Type d'embout Luer excentré.

En polypropylène transparent. Possède un joint à double anneau de contact qui garantit une étanchéité totale et facilite la mobilité du piston dans le corps de la seringue.

Conformes aux normes.

Stérilisation par oxyde d'éthylène, apyrogènes.

Boîte de 50 seringues

Caractéristiques techniques :

- Polypropylène médical évite tout risque d'allergie liée au latex.
- Parfaite transparence pour une bonne visualisation du processus et une détection rapide d'éventuelles bulles d'air.
- Joint facilitant une injection sans à-coups et une étanchéité totale.
- Dimensions : 20 ml.
- Graduées en 1 ml.
- Cône excentré.
- Poids : 750g