

HOSPITAL CARE

Obturbateur

pour cathéter IV
Informations sur le produit



À utiliser en combinaison
avec des cathéters IV

Permet de fermer le cathéter et d'éviter la formation de caillots pendant une perfusion intermittente.

Un obturbateur de même code couleur que le cathéter est disponible pour chaque taille.

Description	Matériaux
Obturbateur	Polypropylène
Protection	Polyéthylène

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.

Stérilisation

À l'oxyde d'éthylène pour un niveau de stérilité d'au moins 10⁻⁶

Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date de péremption sont imprimés sur le papier de l'emballage thermoformé
- Ne pas stocker à des températures extrêmes et à l'humidité

Précautions

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Ne pas réutiliser/ne pas restériliser
- Éliminer en toute sécurité après usage unique pour éviter tout risque d'infection

¹ Du temps de qualité pour de meilleurs soins
"Du temps de qualité pour de meilleurs soins", telle est la promesse de Terumo Medical Care Solutions
² Injection et accès

Fermeture facile, pour tous les types de cathéters IV

Gamme de produits

Référence	Couleur	Taille de l'obturateur		Longueur
SO+DM2419W	Jaune 	24G	0,74 mm	19 mm
SO+DM2419P	Jaune 	24G	0,74 mm	19 mm
SO+DM2225W	Bleu 	22G	0,90 mm	25 mm
SO+DM2225P	Bleu 	22G	0,90 mm	25 mm
SO+DM2032W	Rose 	20G	1,00 mm	32 mm
SO+DM2032P	Rose 	20G	1,00 mm	32 mm
SO+DM1832W	Vert 	18G	1,30 mm	32 mm
SO+DM1832P	Vert 	18G	1,30 mm	32 mm
SO+DM1845W	Vert 	18G	1,30 mm	45 mm
SO+DM1845P	Vert 	18G	1,30 mm	45 mm
SO+DM1745W	Blanc 	17G	1,50 mm	45 mm
SO+DM1745P	Blanc 	17G	1,50 mm	45 mm
SO+DM1645W	Gris 	16G	1,75 mm	45 mm
SO+DM1645P	Gris 	16G	1,75 mm	45 mm
SO+DM1445W	Orange 	14G	2,00 mm	45 mm
SO+DM1445P	Orange 	14G	2,00 mm	45 mm



W = pour cathéter IV sans site d'injection
 SURFLO™-S Plus, VERSATUS™-S Plus, SURFLO™-W,
 VERSATUS™-W, Surshield™ VERSATUS™-S/-W
 P = pour cathéter IV avec site d'injection
 SURFLO™-WP, VERSATUS™-WP, Surshield™ VERSATUS™-WP

Conditionnement
 Unité individuelle
 Emballage thermoformé
 Boîte unitaire 50 pièces
 Carton d'expédition
 500 pièces
 Poids brut 4,6 kg
 Dimensions
 720 x 200 x 190 mm

Statut réglementaire
 Certification CE –
 Dispositif médical de classe IIa
 Organisme notifié
 TÜV Rheinland 0197
 Fabricant
 TERUMO EUROPE N.V.
 Interleuvenlaan 40, 3001 Louvain,
 Belgique

Cette gamme complète l'offre plus large de produits Terumo, notamment un portefeuille complet de produits de sécurité et de produits IV classiques qui peuvent être trouvés sur notre page Web www.terumo-europe.com



TERUMO EUROPE N.V.

Votre partenaire Terumo

Terumo Corporation Terumo Europe N.V.
 +81 3 6742 8500 +32 16 38 12 11

Terumo France S.A.S.
 Bâtiment Atria – 3ème étage
 1 avenue Edouard Belin
 92500 RUEIL MALMAISON
 France

www.terumo-europe.com

Ces dispositifs sont réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage. Date de création Février 2023

Tous les noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à TERUMO CORPORATION, à ses sociétés affiliées ou à des tiers non liés. Publié par Terumo Europe S.A.