

Seringue Terumo

Seringue 3 pièces



Informations sur le produit



Seringues jetables à usage unique

Chaque détail est le résultat de la longue expérience de Terumo dans ce domaine ce qui est apprécié par les utilisateurs du monde entier.

- Siliconage pour un mouvement optimal du piston
- Butée ferme et précise
- Repères gradués clairs permettant un dosage précis
- Tube transparent pour la visualisation
- Ailettes facilitant la manipulation

Description	Matériaux
1 Corps	Polypropylène
2 Piston	Polypropylène
3 Joint	Élastomère thermoplastique (pour les codes SS) Caoutchouc polyisoprène (pour les codes MDSS)
Lubrifiant	Huile de silicone

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.



Stérilisation

Par faisceau d'électrons (pour les codes SS*) ou oxyde d'éthylène (pour les codes MDSS) jusqu'à un niveau d'assurance de stérilité d'au moins 10^{-6}



Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date de péremption sont imprimés sur le papier ou embossés sur le film de l'emballage thermoformé
- Ne pas stocker à des températures extrêmes et à l'humidité



Précautions

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Ne pas réutiliser
- Éliminer les aiguilles après usage unique conformément au protocole de l'établissement afin d'éviter tout risque d'infection

* Injection & accès périphérique

Vos seringues de choix

en différentes tailles et avec différents types d'embout

Gamme de produits

Référence	Capacité nominale	Embout	Remplacement de
MDSS01SE	1 ml	Luer Slip centré	SS+01T1
SS*02LE1	2 ml	Luer Lock centré	-
SS*02SE1	2,5 ml	Luer Slip centré	-
MDSS03SE	3 ml	Luer Slip centré	SS*02SE1, SS+03S
MDSS03LE	3 ml	Luer Lock centré	SS*03L, SS+03L1
MDSS05SE	5 ml	Luer Slip centré	SS*05SE1, SS+05S
MDSS05LE	5 ml	Luer Lock centré	-
SS*05LE1	5 ml	Luer Lock centré	-
SS*05SE1	5 ml	Luer Slip centré	-
MDSS10SE	10 ml	Luer Slip centré	-
MDSS10ESE	10 ml	Luer Slip excentré	SS+10ES1
MDSS10LE	10 ml	Luer Lock centré	-
SS*10LE1	10 ml	Luer Lock centré	-
MDSS20ESE	20 ml	Luer Slip excentré	SS+20ES1
SS+20L1	20 ml	Luer Lock centré	-
SS+30L1MP	30 ml	Luer Lock centré	-
SS+30ES1	30 ml	Luer Slip excentré	-
SS+50L1	50 ml	Luer Lock centré	-
SS+50ES1	50 ml	Luer Slip excentré	-
SS+50C1	50 ml	Embout cathéter	-

Conditionnement

Boîte unitaire	Carton de livraison		
	Quantité	Poids brut	Dimensions (L x l x H)
100	3000	16,60 kg	445 x 445 x 445 mm
100	2400	6,00 kg	578 x 386 x 436 mm
100	2400	6,00 kg	580 x 390 x 440 mm
100	1800	10,90 kg	445 x 445 x 445 mm
100	1800	10,90 kg	445 x 445 x 445 mm
100	1800	14,90 kg	655 x 445 x 425 mm
100	1800	13,15 kg	655 x 418 x 426 mm
100	1600	6,25 kg	544 x 404 x 444 mm
100	1600	6,25 kg	580 x 390 x 440 mm
100	1200	14,60 kg	565 x 425 x 485 mm
100	1200	14,60 kg	565 x 425 x 485 mm
100	1200	13,03 kg	575 x 455 x 455 mm
100	800	15,00 kg	580 x 350 x 377 mm
50	400	14,60 kg	465 x 385 x 455 mm
50	600	10,15 kg	570 x 400 x 366 mm
25	200	6,32 kg	552 x 386 x 238 mm
25	200	6,20 kg	552 x 386 x 238 mm
25	100	5,10 kg	466 x 312 x 268 mm
25	100	5,10 kg	466 x 312 x 268 mm
25	100	5,40 kg	466 x 312 x 268 mm



Unité individuelle : emballage thermoformé (film/film)

Statut réglementaire

Certification CE – Dispositif médical de classe IIa

Organisme notifié TÜV Rheinland 0197

Fabricant pour les codes SS+ TERUMO (Philippines) CORPORATION, 124 East Main Avenue, Laguna Technopark, Binan, Philippines
pour les codes SS* TERUMO CORPORATION, 2-44-1 Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151-0072, Japon
pour les codes MDSS Yangzhou Medline Industry Co., Ltd. (Chine)

Représentant CE pour les codes SS TERUMO EUROPE S.A. – Leuven, Belgique
pour les codes MDSS Shanghai International Corp. GmbH (Europe) – Hambourg, Allemagne

Distributeur pour les codes MDSS TERUMO EUROPE S.A., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgique

Ces dispositifs sont réservés aux professionnels de santé.

Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage.

Date d'établissement Juin 2022.



Terumo Corporation
+81 3 6742 8500

Votre partenaire Terumo

Terumo Europe N.V.
+32 16 38 12 11

TERUMO FRANCE S.A.S.
Bâtiment Renaissance
3 rond-point des Saules
78280 GUYANCOURT
R.C. Versailles 73 B 663

Tous les noms de marque sont des marques commerciales ou des marques déposées de TERUMO CORPORATION et de leurs propriétaires respectifs. Publié par Terumo Europe S.A.

Veillez noter que certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Contactez votre représentant Terumo local.