

# NOMBREUSES COULEURS AU CHOIX !



**C4M - Rouge Vif Mat**  
**C4G - Rouge Vif Brillant**



**C8M - Jaune Mat**  
**C8G - Jaune Brillant**



**C29M - Argent Mat**  
**C29G - Argent Brillant**



**C34M - Orange Clair Mat**  
**C34G - Orange Clair Brillant**




**C53M - Orange Mat**  
**C53G - Orange Brillant**



**C55M - Gris Fer Mat**  
**C55G - Gris Fer Brillant**



**C56M - Bleu Gris Mat**  
**C56G - Bleu Gris Brillant**



**C59M - Champagne Mat**  
**C59G - Champagne Brillant**



**C71G - Bleu Metallique Brillant**



**C72G - Rouge Metallique Brillant**



**C73G - Vert Metallique Brillant**



**C75 - Noir Mat**  
**C77 - Noir Brillant**



**C76M - Blanc Mat**  
**C76G - Blanc Brillant**



**C78G - Bleu Clair Brillant**



**C79M - Bleu Pacifique Mat**  
**C79G - Bleu Pacifique Brillant**



**C85M - Vert Electrique Mat**  
**C85G - Vert Electrique Brillant**



**GOLDM - Or Mat**  
**GOLDG - Or Brillant**  
(avec supplément)



**COPPERM - Cuivre Mat**  
**COPPERG - Cuivre Brillant**  
(avec supplément)



Et des dizaines d'autres couleurs sur demande !  
(avec supplément)



**VERMEIREN FRANCE NORD**  
Rue de l'Empire  
59133 PHALEMPIN  
Tel : 03 28 55 07 98  
Fax : 03 20 90 28 89  
Mail : info@vermeiren.fr

**VERMEIREN FRANCE SUD**  
11 rue des Acilloux  
63800 COURNON D'AUVERGNE  
Tel : 04 73 60 82 40  
Fax : 04 73 77 95 94  
Mail : info@vermeiren.fr

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)



Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

Photos non contractuelles - produit susceptible de subir des modifications techniques.



# FOREST3 Advance





2x12 -80Ah    2x220W / 2x350W    6 km/h / 10 km/h    50km / 42km    9°    100    1320



595	400	242-350	462	400-450-500	625	271-391	1146	139	130
610	450	242-350	(sans coussin)	400-450-500	625	271-391	1146	139	130
650	500	242-350		400-450-500	625	271-391	1146	139	130

# FOREST 3 Advance

Le fauteuil Forest 3 Advance est un fauteuil roulant électrique mixte intérieur / extérieur. Il sera très facile à manipuler à l'intérieur grâce à sa taille compacte et sera idéal pour l'extérieur grâce à sa stabilité et à sa capacité de franchissement. En plus de sa haute technicité, de ses nombreux réglages et de son niveau de confort élevé, le Forest 3 Advance dispose d'un design ultra-moderne et d'un grand choix de coloris.



Option : Lift avec bascule d'assise à 45° incluse



Option : Bascule d'assise à 50°



Système de palonnier permettant de franchir jusqu'à 10 cm en gardant les 4 roues au sol.



Encore plus compact pour une navigation plus facile dans les espaces réduits.



Commande LiNX (standard) ou LiNX LCD (option)



Option : Double-commande



Nouveau design plus moderne. nombreux coloris disponibles.



Accoudoirs escamotables réglables en hauteur, largeur et profondeur avec mémoire de position.

