

Thermomètres Infrarouges VISIOFOCUS



- . Mesure de la température instantanée et sans contact
- . Projection de la température sur le front
- . Précision garantie par deux technologies brevetées par Tecnimed :

- ⇒ Contrôle de la distance par pointage optique
- ⇒ Calibrage en fonction de l'environnement

VISIOFOCUS, l'évolution du THERMOFOCUS, est le seul thermomètre qui **projette la température sur le front**.

VISIOFOCUS : **totallement hygiénique, sans aucun contact avec le sujet**, permet une **mesure instantanée, extrêmement précise**, et **réduit ainsi le risque de contamination**. Pas besoin d'être désinfecté.

VISIOFOCUS : **thermomètre 6 en 1**. Prise de la température corporelle ou de tout objet ou liquide compris entre 1 et 55 °C.

VISIOFOCUS scanne la température sur la peau (inflammation, problème de circulation sanguine...).

Systèmes AQCS et MQCS exclusifs et brevetés, pour maintenir une température de référence constante du thermomètre. Fonction mémoire, touche "Mem" permettant de rappeler les dernières 9 mesures effectuées.

Distance correcte de prise de T°C indiquée par un système d'arc ou de points :



Trop loin



Trop près



Distance ok

Rétro-illumination de l'écran en 5 couleurs pour le VISIOFOCUS et VISIOFOCUS PRO selon le mode d'utilisation.

Garantie : 2 ans

Fabriqué en Italie par Tecnimed



VISIOFOCUS MINI 06700

- . Projection de la T°C sur le front
- . Utilisation familiale et professionnelle
- . Calibrage manuel
- . Nombre de touches : 3
- . Piles (non incluses) : 2 AAA/LR03 alcaline
- . Système d'aide à la visée par des points
- . EAN : 8022386067035



VISIOFOCUS 06400

- . Projection de la T°C sur le front et sur l'écran
- . Utilisation professionnelle
- . Calibrage manuel
- . Nombre de touches : 3
- . Piles (incluses) : 4 AAA/LR03 alcaline
- . Système d'aide à la visée par des arcs
- . EAN : 8022386064027



VISIOFOCUS PRO 06480

- . Projection de la T°C sur le front et sur l'écran
- . Thermomètre hospitalier à usage intensif
- . Calibrage automatique et manuel
- . Nombre de touches : 3
- . Piles (incluses) : 4 AAA/LR03 alcaline
- . Système d'aide à la visée par des arcs

Caractéristiques :

- . Paramétrages disponibles (en accord avec la température de référence) : orale – rectale – axillaire
- . Poids : 49 grammes (sans piles)
- . Mesure au front : 34 / 42.5°C
- . Mesure d'objets/liquides : 1 / 55°C

- . Mesure de la température ambiante
- . Température ambiante de fonctionnement (précision maximum) : 16/40°C
- . Température ambiante de fonctionnement (précision non garantie) : 10/40°C
- . Distance du patient durant la mesure : environ 6 cm, calculés grâce au système optique de positionnement