

Presso I-PRESS II



I-Press II est un nouvel appareil de pressothérapie idéal pour soulager les troubles du système circulatoire afin d'améliorer la circulation sanguine périphérique.

La pressothérapie favorise une circulation veineuse correcte, réduisant ainsi les tensions musculaires dues au stress ou aux douleurs chroniques et aiguës. Grâce à son action de pompage, il favorise le retour veineux, en augmentant la circulation des tissus et leur renouvellement physiologique correct qui en découle.

La compression externe permet également aux liquides interstitiels en excès de retourner plus facilement dans le système circulatoire, afin qu'ils puissent être correctement et rapidement éliminés.

Caractéristiques techniques :

Pression nominale: max. 200 mmHg ($\pm 20\%$)

Absorption maximale: 100 mA


Poids: 2,0 kg

Durée de thérapie réglable: 0 à 30 minutes

Alimentation: 230 VAC, 50 Hz

Garantie 2 ans

Code douanier : 90191010 – Origine : Italie



Botte T.M

Longueur cuisse-talon : 76cm

Cuisse diam 32cm / Circonférence 60cm

Cheville diam : 18,5cm / Circonférence : 33cm

Poids brut : 0,38kg – EAN : 8019781471956

Botte T.L

Longueur cuisse-talon : 84cm

Cuisse diam 38cm / Circonférence 72cm

Cheville diam : 25cm / Circonférence : 46cm

Poids brut : 0,5kg – EAN : 8019781472243

Elargisseurs de bottes

Gain 13cm cuisse – 5cm genou

Poids brut : 0,24kg

EAN T.M 8019781472878 – EAN T.L 8019781115089

Manchon Droit & Gauche T.L (livré avec élargisseur)

Longueur aisselles-poignet : 87cm

Haut du bras diam 25 à 38cm / Circonférence 46 à 59cm

Poignet diam 18 à 23cm / Circonférence 32 à 37cm

Poids brut : 0,53kg

EAN Droit 8019781471963 – EAN Gauche 8019781471901

Ceinture T.L

Tour de taille 117 à 132cm

Hauteur : 39cm

Poids brut : 0,85kg

EAN 8019781471895

65261100 PRESSOTHERAPIE I-PRESS II T.M EAN 8019781405135
 65261101 PRESSOTHERAPIE I-PRESS II T.L EAN 8019781708182
 65261110 ELARGISSEURS DE BOTTES PRESSOTHERAPIE I-PRESS II T.M x2
 65261111 ELARGISSEURS DE BOTTES PRESSOTHERAPIE I-PRESS II T.L x2
 65261112 MANCHON DROIT POUR PRESSOTHERAPIE I-PRESS II T.L x1
 65261113 MANCHON GAUCHE POUR PRESSOTHERAPIE I-PRESS II T.L x1
 65261114 CEINTURE POUR PRESSOTHERAPIE I-PRESS II T.L x 1