

ECG 6 pistes iE6

Portable : 2,5 kg (complet)

Calcul des paramètres
et interprétation

Écran tactile couleur 8
pouces TFT LCD, incliné

Clavier alphanumérique
en silicone

Mémoire 3 000 tracés

Secteur / batterie
3h d'autonomie



Menu sur écran
tactile, plus touche
de navigation


Gel du tracé - Mémoire
tampon de 300s

Large papier
d'impression – 110mm
liasse

Connectique : 2 x USB /
1 x réseau / carte SD

Formats exportables
(SD / USB) : PDF, XML,
JPEG, DICOM

Affichage des
résultats à l'écran



Poignée intégrée

Touche de navigation à l'écran

Accès directs par écran tactile

Caractéristiques :

- Modes d'enregistrement : automatique, manuel, rythme (30s à 300s avec analyse)
- Calcul des paramètres et interprétation
- Ecran couleur tactile 8 pouces haute résolution, 12 dérivation
- Papier d'enregistrement : thermique, 110 x 140 mm (liasse)
- Formats d'impression : 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R
- Sensibilité : 1.25, 5, 10, 20, 10/5, 20/10, Auto
- Vitesses d'impression : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s
- Paramètres de mesure : Fréquence ventriculaire, Intervalle PR, Temps Limite QRS, Intervalle QT/QTc, Axe P/QRS/T, Amplitude RV5/SV1 et amplitude RV5+SV1
- Acquisition du signal : simultané 12 dérivation, 10s à 24s
- Filtres : EMG (25/35/75/100/150/250Hz), AC (50, 60Hz), ligne de base (0.01 à 0.8Hz)
- Taux d'échantillonnage : 8000 Hz
- Formules QTc : Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges
- Filtres passe-bas : 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz
- Fréquence de réponse : 0.05 Hz ~ 250 Hz
- Batterie : rechargeable au lithium, 14.8 V/ 2200mAh, 3h d'autonomie

Dimensions : 257*291*106mm

Poids complet (avec batterie et alimentation secteur) : 2,5kg

Garantie 2 ans

Livré avec : câble patient fiches bananes (10 fouets), 4 pinces membres, 6 poires précordiales