

Thermomètre rectal

Ref: B05210024

Description

Le Thermomètre rectal BOSOTHERM Basic est conçu pour mesurer précisément la température corporelle, ce qui en fait un outil fiable pour détecter et suivre la présence de fièvre.



Avantages

- Mesure précise de la fièvre
- Mémoire de la dernière mesure
- 100% étanche
- Conception ergonomique

Données techniques

Intervalle de mesure : 32 °C à 42 °C
Précision de mesure : ± 0.1 °C
Affichage LCD à trois chiffres
Pile de type LR41/SR41