

Tensiomètre électronique avec SPO2 **CONTE-08ATO**

Tensiomètre **automatique** avec **surveillance de la SpO2** (mesures et pléthysmogramme).

Ecran couleur, affichage des valeurs mémorisées sous forme de liste ou de graphiques.

Capteur SpO2 interchangeable.



Nouveau concept de tensiomètre permettant de prendre à la fois la tension artérielle et le pourcentage de SpO2 par simple ajout d'un capteur oxymétrique.

Son grand écran couleur lui permet d'afficher les 100 dernières mesures pour 3 utilisateurs ainsi que les tendances sous forme de graphiques.

Fonction tensiomètre :

- Mesure entièrement automatique au bras de la tension et du rythme cardiaque,
- Affichage des pressions systolique, diastolique, moyenne et de la fréquence cardiaque,
- Affichage de la date et de l'heure,
- Historique des valeurs tensionnelles : liste et tendances,
- Mesure de la tension pour adulte, adulte fort et pédiatrie,
- Alarmes visuelles et sonores réglables de limites haute et basse pour diastole et systole.

Caractéristiques :

- Gonflage et décompression automatiques,
- Extinction automatiques,
- Brassards Obèse & Pédiatrie (*en option*).

Fonction oxymètre :

- Fonction accessible par simple ajout d'un capteur oxymétrique,
- Affichage couleur de la SpO2, de la courbe de pléthysmographie et du pouls,
- Mesure au doigt du pourcentage de SpO2 pour adulte et pédiatrie,
- Capteur interchangeable de SpO2 adulte,
- Capteur SpO2 Pédiatrique (*en option*).



Dimensions : 130 x 110 x 80 mm
 Poids (unité centrale) : 300g
 Alimentation : 4 piles AA (non incluses)
 EAN : 6945040100324
 Garantie 1 an (unité centrale)
 Non destiné à un usage intensif
 (hôpitaux, ambulances)
 Code douanier : 90181910

CONTE-BRASADULT
CONTE-BRASENF
CONTE-BRASNOUR
CONTE-BRASNOUV
CONTE-BRASOB
CONTE-08-CAPA
CONTE-08-CAPP
CONTEADAPT

BRASSARD ADULTE POUR CONTE-08ATO CIRC.22-32 CM
 BRASSARD ENFANT POUR CONTE-08ATO CIRC.18-26 CM
 BRASSARD NOURRISSON POUR TENSIOMETRE CONTE-08ATO CIRC. 10-19 CM
 BRASSARD NOUVEAU NE POUR TENSIOMETRE CONTE-08ATO CIRC.6-11 CM
 BRASSARD OBESE POUR TENSIOMETRE CONTE-08ATO CIRC.32-43 CM
 CAPTEUR SPO2 ADULTE (AVEC CABLE) POUR CONTE-08ATO
 CAPTEUR SPO2 -PEDIATRIQUE (AVEC CABLE) PR CONTE-08ATO
 ADAPTATEUR POUR ALIMENTATION SECTEUR POUR -REF CONTE-08ATO