

Sac d'urgences Extreme

EB02008 Rouge

EB02009 Vert



Caractéristiques générales :

- **Poids** : 2,86 kg
- **Dimensions** : 28 × 47 × 22 cm
- **Capacité** : 28,95 L
- **Charge maximale recommandée** : 12 kg
- **Matériaux** : 1000D Polyester
- **Couleurs disponibles** : Rouge, Vert

Le **sac d'urgence Extreme** est conçu pour répondre aux besoins des premiers intervenants et des professionnels de santé en situation critique. Robuste et pratique, il permet de transporter l'ensemble des fournitures et équipements médicaux nécessaires dans les situations d'urgence.

Caractéristiques principales :

- **Structure interne modulaire** : Compartiments personnalisables selon les besoins de l'utilisateur.
- **Compartiments spécifiques** :
 - 4 compartiments transparents amovibles identifiables par des couleurs différentes (code international)
 - 1 ampoulier isotherme
- **Haute visibilité** : Bandes réfléchissantes jour/nuite et tireurs de fermeture en corde parachute brillants dans l'obscurité.
- **Résistance accrue** : Base renforcée pour une durabilité optimale en conditions difficiles.
- **Orifice d'extraction** : Compatible avec des bouteilles d'oxygène jetables grâce à un orifice prévu à cet effet.
- **Porte document inclus.**
- **Transportable facilement** : poignée, bandoulière pour l'épaule et bretelles de sac à dos amovibles.

Avantages :

- **Organisation optimale** : Conçu pour un accès rapide et efficace aux fournitures médicales.
- **Grande capacité** : Volume de près de 29 litres, adapté à une charge maximale de 12 kg.
- **Robustesse** : Matériaux résistants (1000D Polyester) assurant une longue durée de vie.
- **Polyvalence** : Convient aux environnements variés : interventions d'urgence, soins pédiatriques et adultes.
- **Visibilité et sécurité** : Bandes et éléments réfléchissants garantissent une visibilité même dans l'obscurité.

Utilisation recommandée : Interventions d'urgence pour premiers soins, Transport de matériel pédiatrique et adulte, Situations critiques nécessitant une organisation rapide et efficace.

Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=UoXYzzPHtTM&ab_channel=EliteBagsT.V.