

## Sac de soins Multy

EB06002 Noir

EB06012 Gris-Rose

EB06015 Rouge



### Caractéristiques générales :

- **Type** : Trousse de premiers secours
- **Poids (approx.)** : 0,57 kg
- **Dimensions (approx.)** : 20 × 34 × 21 cm
- **Capacité** : 14,28 L
- **Matériau** : Polyester 600D (résistant et durable)
- **Couleurs disponibles** : Rouge, Noir, Gris-Rose
- **Contenu maximal recommandé** : 3,5 kg

### Conception et ergonomie :

- **Renfort structurel** : Ruban de renfort autour de la structure pour une meilleure durabilité.
- **Fermeture éclair** : Fermeture éclair avec de longs tireurs pour faciliter l'ouverture rapide et facile, même en situation d'urgence.
- **Bandoulière matelassée** : Pour un port confortable sur l'épaule, idéale pour les déplacements fréquents.
- **Anse matelassée avec fermeture en velcro** : Offre une prise en main sécurisée et confortable.

### Compartiments et rangements :

- **8 élastiques de grand format** : Pour le maintien sécurisé des objets volumineux.
- **12 élastiques de moyen format** : Permet de fixer les outils et instruments de taille moyenne.
- **2 poches externes** : Offrent un accès rapide au matériel fréquemment utilisé.
- **1 poche plate** : Conçue pour ranger des documents ou des articles plats comme des gants ou des pansements.
- **2 poches à filet** : Pratiques pour garder des objets visibles et bien rangés.
- **Espace principal matelassé** : De grande capacité, avec des séparateurs extractibles pour organiser efficacement le matériel en nid d'abeille.

Vidéo complète : [https://www.youtube.com/watch?v=wZVuFgTD1Vk&ab\\_channel=EliteBagsT.V.](https://www.youtube.com/watch?v=wZVuFgTD1Vk&ab_channel=EliteBagsT.V.)