

Otoscope LuxaScope Auris LED 2,5V et 3.7V USB



- . Format de poche
- . Eclairage 6 LED concentriques breveté
- . Variateur d'intensité
- . Loupe grossissant 3 fois avec fonction verrouillage

Caractéristiques techniques

- . Eclairage 6 LEDs concentriques breveté
- . Champ de vision non limité
- . Fonctionnalité non affectée en cas d'arrêt d'une LED
- . Durée de vie des LEDs : environ 100.000 heures en utilisation intensive
- . Intensité d'éclairage : env. 10.000 Lux
- . Température de couleur : env. 4000 K
- . Arrêt automatique après 3 minutes de non activité
- . Tête au design optimisé
- . Loupe grossissant 3 fois avec fonction verrouillage
- . Poignée aluminium et fibre de verre
- . Bouton poussoir on/off électronique
- . Livré avec :

2 piles alcaline AAA
10 spéculum jetables 2.5 mm gris
10 spéculum jetables 4.0 mm gris

Fabriqué en Allemagne par Luxamed

Garantie 2 ans
Code douanier : 90189084

Poids 2.5V : 0.310 kg – Pack L25x16.5x4.2cm
Poids 3.7V : 0.590 kg – Pack L24.5x21.5x5cm
Stockage : -10°C/+45°C

LX.A5.101.144 Spéculum jetable 2,5mm, gris (lot de 100 pièc
EAN : 04260381960164

LX.A5.102.144 Spéculum jetable 4mm, gris (lot de 100 pièces)
EAN : 04260381960195

LX.A5.101.124 Spéculum jetable 2.5mm Gris (lot de 250 pièces)
EAN : 04260381963493

LX.A5.102.124 Spéculum jetable 4.0mm Gris (lot de 250 pièces)
EAN : 04260381963509

LX.A5.101.184 Spéculum jetable 2,5mm, gris (lot de 1000 pièces)
EAN : 04260381960188

LX.A5.102.184 Spéculum jetable 4mm, gris (lot de 1000 pièces)
EAN : 04260381960218



LX.A1.416.114

Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Noir

EAN : 04260381960010

LX.A1.416.214

Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Bleu

EAN : 04260381960027

LX.A1.416.314

Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Gris

EAN : 04260381960034

LX.A1.416.914

Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Blanc

EAN : 04260381961369

LX.A1.516.914

Otoscope LuxaScope Auris KIDS LED 2.5V

EAN : 04260381963325

LX.A1.416.934

Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Bleu Glace

EAN : 04260381963455

LX.A1.416.944

Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Jaune colza

EAN : 04260381963462

LX.A1.416.954

Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Vert jade

EAN : 04260381963479

LX.A1.416.964

Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Lilas délicat

EAN : 04260381963486

LX.A1.416.974

Otoscope LuxaScope Auris LED 2.5 V, Magenta

EAN : 04260381963493



Pour le modèle 3.7 V USB :

- . Caractéristiques identiques au précédent avec batterie rechargeable par USB.

. Livré avec :

- 1 batterie au lithium-ion 3,7 V rechargeable
- 1 chargeur avec prise USB
- 10 spéculum jetables 2,5 mm gris
- 10 spéculum jetables 4,0 mm gris

LX.A1.426.114

Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Noir

EAN : 04260381960041

LX.A1.426.214

Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Bleu

EAN : 04260381960058

LX.A1.426.314

Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Gris

EAN : 04260381960065

LX.A1.426.914

Otoscope LuxaScope Auris LED 3.7 V USB, Blanc

EAN : 04260381961376

Caractéristiques des Spéculum jetables

- . Usage unique pour une application hygiénique
- . Adaptable sur tous les modèles actuels
- . En Polypropylène, sans odeur, respectueux de la peau
- . Fabriqués à partir de plastique recyclé
- . Gris anthracite
- . 2 diamètres disponibles : 2.5 mm et 4.0 mm

