



Électrostimulation musculaire (EMS)

Muscle electrostimulation (EMS)



99 niveaux d'intensité  
15 variations d'ondes

99 intensity levels  
15 Waveforms



Stepper d'exercices

Stepper exerciser



Télécommande sans fil

Wireless remote control



Neurostimulation Électrique Transcutanée (TENS)

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)



## APPELLATION COMMERCIALE - DESIGNATION POWER STEPPER

PN	14066
REFERENCE	HCS71250WB
COULEUR - COLOUR	Noir/Blanc - Black/White

## CARACTERISTIQUES - MAIN FEATURES

Intensité - Intensity	1 à 99
Variations d'ondes - Waves variation	1 à 15
Programmes - Programs	2
Electrodes adhésives - Adhesive electrodes	2

## PERFORMANCES

Alimentation électrique - Power supply	Entrée/Inpu 100V- 240V ~, 50/60Hz; Sortie/output DC6V, 300mA
Adaptateur - Adaptor	AC/DC
Piles incluses - Batteries included	4 x LR14 Non- No
Forme d'onde - Waveform	bi-phasique - Bi-phasic
Fréquence - Frequency	10Hz ~ 36Hz
Temps du traitement - Treatment Time	5 - 90 min
Durée d'impulsion - Pulse Duration	250 µs pour les pieds - for feet 250 µs pour le corps - for body

## FONCTIONS - FUNCTIONS

Stimulations	
Pieds et jambes - Feet and legs	•
Corps - Body	•
Electrical Muscle Stimulation (EMS)	•
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	•
Stepper d'exercices - Stepper exerciser	•

## AFFICHAGE DIGITAL - DIGITAL DISPLAY

Type	Type LED
Télécommande - Remote controller	Oui avec écran LCD - Yes with LCD display
Piles incluses-batteries included	3 x AAA Oui-Yes

## ALIMENTATION - BATTERIES

Adaptateur inclus - Adaptor included	Oui - No
Piles incluses - Batteries included	4 x RL14 Non - No

## DONNEES LOGISTIQUES - LOGISTICS

Poids - Weight	Net / Brut - Gross	3/2.07 kg
Dimensions	Produit - Product Packaging	42.8 x 41.6 x 10.4.cm 13 x 42 x 44 cm
EAN 14		13094570140666

## Stimulateur circulatoire Power Stepper

- **Electrostimulation musculaire (EMS) et Neurostimulation électrique transcutanée (TENS) :** 99 niveaux d'intensité, 15 variations d'ondes
- **Stepper d'exercice**
- Utilisation grâce à une télécommande sans fil
- Les avantages : améliore la circulation sanguine, réduit les sensations de jambes lourdes et de fatigue, lutte contre le sédentarisme, soulage les douleurs plus localisées
- Idéal pour les personnes souffrant de mauvaise circulation sanguine, faiblesse musculaire, diabète, arthrose
- **Garantie : 2 ans**

lien vers la video youtube :

<https://www.youtube.com/watch?v=dtb3I4EBccQ>

### CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas cet appareil sur les personnes qui :

- ont un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté ou un autre dispositif métallique ou électronique implanté.
- souffrent de thrombose veineuse profonde («TVP»). En cas de doute, consultez votre médecin au préalable.
- si vous êtes enceinte.

Toujours consulter votre médecin en cas de doutes avant toute utilisation.