

PESE BEBE EVOLUTIF ELECTRONIQUE NEW + SAC DE TRANSPORT



APPELLATION COMMERCIALE - DESIGNATION

PN	15445
COULEUR - COLOUR	Blanc - White

CARACTERISTIQUES - MAIN FEATURES

Type de pesée - Weighing mode	Electronique - Electronic
Matériau du plateau - Platform material	Plastique - Plastic
Taille nacelle - Baby tray size	65 x 32,2 x 7,5 cm
Taille du plateau - Platform size (LxH)	28 x 3,4 cm
Sac inclus 37x7,5x34 cm - Bag included 37x7,5x34cm	Oui - Yes

PERFORMANCES

Capacité max - Max capacity	180 kg
Graduation dynamique	5g : 50g < m < 10 kg 10 g : 10 kg < m < 25 kg 50 g : 25 kg < m < 180 kg

FONCTIONS - FUNCTIONS

Poids - Weight	•
Fonction Tare - Tare function	•
Fonction verrouillage du poids - Measurement freeze function	•
Fonction comparaison du poids - Weight comparison with last record	•
Mode verrouillage enfant - Kid lock mode	•
Rotation de l'affichage - Display rotation	180°

AFFICHAGE

Type	Digital
Taille des digits - Digit size	21 mm

ALIMENTATION - BATTERIES

Piles - Batteries	3 x AAA
Incluses - Included	Non - No

DONNEES LOGISTIQUES - LOGISTICS

Poids - Weight	Net / Brut - Gross	2 kg/11,8 kg
Dimensions	Produit - Product	65 x 32,2 x 7,5 cm
	Packaging	53x10,5x37,2 cm

Qté PCB - Outer carton Qty	4
Dimensions PCB - Outer Dimension	55,7x41x40,4 cm
Poids PCB - Outer weight	8 kg
PCB - UPC	TBC

COLIS/COUCHE - OUTERS/LAYER	TBC
COUCHES/PALETTE - LAYERS/PALLET	TBC
QTE CARTONS/PALETTE 80 x120 - QTY OUTERS/PALLET	TBC
QTE PRODUITS/PALETTE 80x120 - QTY PRODUCTS/PALLET	TBC

EAN	3094570154451
EAN 14	13094570154458



- . Suivi du poids des bébés et enfants
- . Pèse bébé évolutif : nacelle détachable
- . Graduation dynamique
- . Fonction Tare
- . Fonction blocage du poids
- . Fonction comparaison du poids
- . Mode verrouillage enfant
- . Sac de transport et protection inclus
- . Format compact
- . Garantie 2 ans

Code douanier : 84231090 – Pays d'origine : Chine