

Sac SERRES à Usage Unique sans agent solidifiant

Caractéristiques

- Matériau couvercle : polypropylène
- Matériau film : polyéthylène transparent
- Matériau tubulure : PVC
- Epaisseur film : 0,15 mm
- Dim. couvercle : 128 x 92 mm
- Hauteur : 242 mm
- Poids (à vide) : 76 g
- Ne contient pas de latex
- Non stérile
- Péréemption : 5 ans
- Classe : I, selon la directive 93/42/EEC
- Longueur tubulure FF : 1,8 m
- Diamètre interne : 6 mm
- Emballé individuellement

Stockage

Volume utilisé : 0,02 m³ pour le conditionnement ci-contre

Les poches peuvent être utilisées en fonctionnement individuel ou en série pour une capacité d'aspiration accrue.

Sécurité / Hygiène

Présence d'un seul connecteur sur le couvercle de la poche d'aspiration

- Evite tout risque de confusion lors de la connexion de la tubulure patient
- Système prêt à fonctionner

Avantages

- Disponibles sous forme compacte, pliée
- Pratiques à installer dans les bords
- Se déploient automatiquement sous l'effet du vide

Un seul connecteur (en polypropylène coudé à 90° fourni) avec capuchon étanche

- Valve anti reflux hydrophobe intégrée (filtre bactériologique)
- Possibilité de connexion en série / tandem
- Compatible avec les accessoires à usage unique (dispositif de prélèvement / de mesure / ...)

Code douanier : 90330000 – Origine : Finlande



WF57155 SERRES-10 SACS UU SERRES POUR ACCUVAC-S/S SOLID(10 XWF57157U)
WF57157 SERRES-36 SACS UU SERRES POUR ACCUVAC-S/S SOLID (36WF57157U)