

SERRES- TUYAU A VIDE POUR ACCUVAC RESCUE ET BASIC



Le tuyau à vide Serres® de Weinmann est spécialement conçu pour être utilisé avec les modèles ACCUVAC Rescue et Basic. Ce tuyau à vide permet de relier le bocal de recueil à la tubulure d'aspiration de l'unité motrice.

Code douanier : 90330090 – Origine : Pologne

WM10795 SERRES- TUYAU A VIDE POUR ACCUVAC RESCUE ET BASIC