

Aspirateur de Mucosités Electrique



ACCUVAC Pro avec réservoir à USAGE UNIQUE

WM11635

Pour tous les patients et en toute situation :

- . Aspiration des sécrétions et restes alimentaires
- . Aspiration endotrachéale et bronchique
- . **Particulièrement adapté en préhospitalier**
- . Utilisation chez le petit enfant, l'enfant et l'adulte
- . Dépression possible d'attelles et de matelas immobilisateurs

Caractéristiques :

- . **Grande puissance d'aspiration d'environ 34l/min pour -0.8 bar** (à l'entrée de l'appareil)
- . Changement de la batterie **rapide et simple**
- . Batterie **lithium-ion** dernière génération d'une **autonomie de plus de 60 minutes**
- . **Quatre niveaux d'aspiration prédéfinis** (-0,1 ; -0,2 ; -0,5 ; -0,8 bar), réglage électronique
- . Contrôle de fonctionnement automatique avec **alarmes visuelles et sonores en cas de défaut**
- . **Récupération des sécrétions en toute sécurité** grâce à la poche d'aspiration à usage unique Serres avec filtre antibactérien intégré
- . **Ne nécessite pas de maintenance**
- . Boîtier robuste en matériaux résistants aux chocs
- . Appareil ergonomique très stable
- . **Livré complet** avec : 1 chargeur WM2620 + 1 poche d'aspiration avec filtre et agent solidifiant + 1 tuyau d'aspiration à usage unique + 1 manuel en français
- . **Garantie : 2 ans**
- . **Fabriqué en Allemagne**
- . Dimensions : 370 l x 277 h x 146 p mm
- . Poids : appareil avec batterie et bocal à usage unique avec logement : 4,30 kgs

Classe de produit selon 93/42/CEE IIa
Conformité RoHS selon la directive 2011/65/EU (RoHS II)
Classification selon EN ISO 10079-1 haut vide/débit haut
Normes satisfaites : EN 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789,
EN 60601-1-12, EN 60601-1-11

Consommables pour système A USAGE UNIQUE :

- | | |
|----------------------|--|
| WF57155 | Lot de 10 poches d'aspiration Serres 1.000ml sans agent solidifiant |
| WF57157 | Lot de 36 poches d'aspiration Serres 1.000ml sans agent solidifiant |
| WF-FI57557-10 | Lot de 10 poches d'aspiration Serres 1.000ml avec filtre et agent solidifiant |
| WF-FI57557-32 | Lot de 32 poches d'aspiration Serres 1.000ml avec filtre et agent solidifiant, dans un carton |
| WM15935 | Lot de 10 tuyaux d'aspiration à Usage Unique avec stop-vide, 180 cm (=10xWM10778) |
| WM15936 | Lot de 20 tuyaux d'aspiration à Usage Unique avec stop-vide, 180 cm (=20xWM10778) |
| WM15937 | Lot de 50 tuyaux d'aspiration à Usage Unique avec stop-vide, 180 cm (=50xWM10778) |

