

## Aspirateur de Mucosités Electrique



### ACCUVAC Lite avec réservoir REUTILISABLE

WM11730

Pour tous les patients et en toute situation :

- . Aspiration des sécrétions et restes alimentaires
- . Aspiration endotrachéale et bronchique
- . Utilisation chez le petit enfant, l'enfant et l'adulte
- . Dépression possible d'attelles et de matelas immobilisateurs

#### Caractéristiques :

- . Réglage de la dépression, rapide et simple, **en continu jusqu'à -0.8 bar** grâce au régulateur de dépression à action progressive
- . Lecture aisée de la dépression sur le manomètre
- . Puissance d'aspiration High Flow > 20 l/min
- . **Récupération des sécrétions en toute sécurité** grâce au bocal réutilisable autoclavable avec filtre antibactérien et soupape de trop plein
- . Batterie au plomb, **40 min d'autonomie** en utilisation constante (état 80 % : 2.75h – état 100 % : 14h – env. 400 cycles de recharge)
- . Changement de la batterie rapide, facile, sans outillage et sans étalonnage
- . **Ne nécessite pas de maintenance**
- . Boîtier robuste en matériaux résistants aux chocs
- . Appareil ergonomique très stable
- . **Livré complet** avec : 1 chargeur WM2620 + 1 tube d'aspiration pour bocal réutilisable + 1 manuel en français
- . **Garantie : 2 ans**
- . **Fabriqué en Allemagne**
- . Dimensions : 370 l x 277 h x 146 p mm
- . Poids : appareil avec batterie et bocal réutilisable avec logement : 5.60 kgs
- . UDI : 4054685006952

Classe de produit selon 93/42/CEE IIa  
Conformité RoHS selon la directive 2011/65/EU (RoHS II)  
Classification selon EN ISO 10079-1 haut vide/débit haut  
Normes satisfaites : EN 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789,  
EN 60601-1-12, EN 60601-1-11

#### Consommables pour système REUTILISABLE :

- |                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WM17830</b> | Lot de 10 filtres antibactériens pour bocal réutilisable (10xWM11659)                       |
| <b>WM15307</b> | Lot de 10 tubes d'aspiration pour bocal réutilisable ACCUVAC (10xWM10662)                   |
| <b>WM15308</b> | Lot de 20 tubes d'aspiration pour bocal réutilisable ACCUVAC (20xWM10662)                   |
| <b>WM15309</b> | Lot de 50 tubes d'aspiration pour bocal réutilisable ACCUVAC (50xWM10662)                   |
| <b>WM15324</b> | Lot de 10 stop-vide pour tube d'aspiration réutilisable, diam intérieur 10 mm (=10xWM10666) |
| <b>WM15325</b> | Lot de 20 stop-vide pour tube d'aspiration réutilisable, diam intérieur 10 mm (=20xWM10666) |
| <b>WM15326</b> | Lot de 50 stop-vide pour tube d'aspiration réutilisable, diam intérieur 10 mm (=50xWM10666) |

