

Fiche technique – Wheeleo®- V2

Fabricant légal :

InnoRehab SRL
 Avenue des Combattants, 93a
 1340 Ottignies – Belgique



Nom	Référence	Code GTIN
Wheeleo® blanc/white	Wheeleo-v2	05430002368009
Wheeleo® noir/black	Wheeleo-v2/9005	05430002368023
Wheeleo® bleu/blue	Wheeleo-v2/5009	05430002368047



Matière : Acier avec peinture à poudre

Poids : 3,4 kg

Taille : de 77,5 cm à 101,5 cm

Taille des roulettes : 100 mm libre à 360°

Poignée : Ambidextre en polypropylène

Poids maximum utilisateur : 120 kg

Le Wheeleo® est le premier déambulateur à une main.

Le Wheeleo® est un dispositif médical appartenant à la Classe 1 conformément à la réglementation Medical Device Regulation (2017/745 et ses amendements)

Les roues doivent pouvoir rouler librement sans se bloquer.

Il est conseillé d'utiliser le Wheeleo® pour la première fois avec un professionnel de la santé.

