



X'PRESS
LOW

BREVETÉ
N° FR2930878

Le lit X'PRESS Low a pour but de préserver l'**autonomie résiduelle** des personnes âgées **ayant une fragilité cognitive**, en agissant sur :

- **La diminution de la gravité** des chutes du lit,
- **La réduction** de l'usage des contentions au lit (physiques, chimiques, psychologiques)

 ≤ 135kg



24 à 80 cm



Jusqu'à 70°



CODE LPPR 1241763



Mécanique, électrique
et télécommande



Panneaux
et accessoires

Sécurité chute

Aucune publication concernant l'évaluation spécifique de la diminution du risque de chute avec un lit médical à hauteur minimale réduite (inférieure à 300 mm) par rapport aux lits médicaux n'a été identifiée (HAS 2007). Il est recommandé de prévoir des lits « à position basse », type personnes agitées pour les chambres du secteur spécialisé des EHPAD (INRS 2012).

Source : Assurance maladie, INRS. Conception et rénovation des EHPAD, bonnes pratiques de prévention. Février 2012. p37

Le lit X'PRESS Low bénéficie des mêmes caractéristiques que les lits de la gamme X'PRESS, à ce titre il a été conçu pour faciliter :



Le stockage



Le transport



Le montage et le démontage



Le nettoyage



Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.



Désignation	X'PRESS Low	
Référence	AG1 : Pack comprenant, lit, panneaux, barrières, potence	
Sommier	90 cm x 200 cm	
Relève-jambes	Version C : inclinaison de 12° maximum par crémaillère Version P : inclinaison de 21° maximum électrique et plicature des genoux par crémaillère de 26° maximum	
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maximum 135 kg / Accessoires 15 kg / Matelas 20 kg	
Roues	Ø 100 mm	
Motorisation	LINAK - Télécommande verrouillable et rétro-éclairée Indice de protection IP66 (CEI 60529)	
Poids dispositif	Version C	86,3kg
	Version P	90,4kg

LES + PRODUIT

AMPLITUDE

Le lit X'PRESS Low bénéficie d'une amplitude variable allant de 24 à 80 cm qui lui permet de s'adapter à toutes les tailles de soignants et d'aïdants pour améliorer l'ergonomie.

OPTIONS

