



# X'PRIM

BREVETÉ

Le lit X'PRIM a été conçu selon le principe **Ergofix**. Il s'appuie sur un **système breveté de montage et démontage**. Il est accessible au montage et au démontage par une seule personne.

 ≤ 135kg



34 à 84 cm



Jusqu'à 74"



CODE LPPR 1241763



Mécanique, électrique et télécommande



Panneaux et accessoires

## La maintenance

Les préconisations du fabricant et l'analyse de risques de l'exploitant constituent la base à partir de laquelle l'exploitant construit sa politique de maintenance.

D'autres éléments, telles que les recommandations émises par l'ANSM ou d'autres institutions et les guides de bonnes pratiques professionnelles, sont également à prendre en considération.


Dans le cas où les préconisations du fabricant en matière de maintenance ne seraient pas suivies, la responsabilité de l'exploitant pourrait être engagée si un incident était imputable à un défaut de maintenance. Pour les lits Winncare France une maintenance préventive annuelle est recommandée.

Photos non contractuelles






## LES + PRODUIT



### ERGONOMIE

Fixation des panneaux par système **EASY-MOVE**.

Montage et démontage des relève-buste et relève-jambes sans outils



### SÉCURITÉ

Rondos traversants pour l'assemblage des 1/2 sommiers.

Barrières avec fixation par indexation



PRINCIPE BREVETE  
N° FR2966708

MONTAGE / DÉMONTAGE  
ERGONOMIQUE



ERGOFIX

Désignation		X'PRIM
Sommier		90 x 200 cm
Garde au sol		13 cm
Relève-jambes		Version C : inclinaison de 12° maximum par crémaillère Version P : plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage		Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg Poids patient maximum 135 kg / Accessoires 15 kg / Matelas 20 kg
Roues		Ø 100 mm
Motorisation		LINAK IP 66
Poids dispositif	Version C	63kg
	Version P/H	67kg

## OPTIONS

