

Sparadrap Plastique Microperforé 3M™ Transpore™ Transparent, 9,14 m x 2,5 cm



Descriptions

- Bonne adhésivité sur la peau et les dispositifs médicaux, même en cas de transpiration
- Résistant à l'eau et extensible
- Laisse respirer la peau
- Facile à découper sans ciseaux dans les deux sens
- Facile à découper sans ciseaux dans les deux sens
- Transparents
- Permet au clinicien d'adapter la bande aux différents pansements et dispositifs
- Rouleaux économiques à usage unique

Les sparadraps plastiques transparents microperforés 3M™ Transpore™ permettent la fixation de pansements et d'autres dispositifs médicaux. Ils sont indiqués en cas de fixation de pansement, sondes, drains, tubulures et cathéters.



Spécifications

Détails

Largeur totale (métrique)	2,5 cm
Longueur totale (métrique)	9,1 m
Marques	Transpore™
Matériau	Élastique
Unités par paquet	12