

## Medipore+Pad stérile avec compresse 10 x 10 cm



### Description

- Bon niveau d'adhésion tout en respectant la peau
- Confortable : souple et extensible, le pansement s'adapte aux mouvements et à la morphologie de chacun
- Perméable à l'air, réduction des risques de macération
- Compresse non adhérente à la plaie, pour des changements de pansements atraumatiques
- Peut rester en place jusqu'à 48 heures

Le pansement adhésif stérile 3M™ Medipore™ + PAD est indiqué en cas de plaies superficielles peu exsudatives (coupures, abrasions, lacérations, brûlures) sur zones mobiles (genoux, coudes, talons...).

Doux et conformable, le pansement adhésif stérile et hypoallergénique 3M™ Medipore™ + PAD bénéficie d'un bon niveau d'adhésion tout en respectant la peau. Il est confortable et parvient, grâce à sa souplesse, à s'adapter aux mouvements et à la morphologie de chacun.

## Spécifications

Code Cladimed	F51CA02
Couleur du produit	Blanc
Imperméable	Non
Marques	Medipore™
Numéro catalogue	3566E
Stérile	Oui
Unités par paquet	25

### Dimensions et caractéristiques

Largeur totale (métrique)	10 cm
Longueur totale (métrique)	10 cm