

Charlotte clip Excellent

PROTECTION DE LA PERSONNE



PROTECTION

- DESIGN : charlotte clip extensible recouvrant intégralement les cheveux
- NON-TISSÉ : matière déperlante

CONFORT

- MAINTIEN : élastique sans latex
- MATIÈRE : polypropylène très doux et respirant

USAGES

- ENVIRONNEMENTS PROTÉGÉS : médical (soignants et visiteurs), industrie



DONNEES TECHNIQUES

Composition	100% Polypropylène	Couleur	Blanc
Taille	Unique	Diamètre	Ø 45 cm
Stockage	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur.	Durée de vie (avant ouverture)	5 ans

DONNEES LOGISTIQUES

Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Origine
5	200 / 1000	Chine

PRODUIT ASSOCIÉ



Charlotte clip Excellent

Réf : 1000018357 (bleu)

