

# Pilulier électronique Portable

Réf. 25506

orium  
confort

## Usages

Pilulier hebdomadaire électronique très complet composé de 7 boîtiers quotidiens de 4 compartiments. Une alarme portable (80 dB) pour programmer jusqu'à 6 alarmes quotidiennes.

PPI Euros TTC

0,00 €

DEEE (EN € HT)

0,06 €



## PLUS PRODUIT

Pilulier électronique:

- Jusqu'à 6 alarmes quotidiennes.
- Alarme portable pour se déplacer et ne pas manquer l'alarme.
- Composé de 7 boîtiers identifiables pour chaque jour.
- Jusqu'à 4 compartiments pour les prises quotidiennes.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Coloris	Dimensions (cm)	Poids net(Gr)	Alimentation	Alimentation fournie	Matière	Normes	Notices	Garantie	Code EAN
multicolore	13,5 x 11,5 x 8	270	2* LR3	oui	PP	CE/ROHS	FR/NL	3 ans	3661474255067

DISPONIBILITE  
EN STOCK



## PRODUITS ASSOCIES

## MOTS CLES

Fiche produit - 05/03/2020 - Photos non contractuelles

Les informations et caractéristiques sont données à titre d'information, par souci d'évolution. AIC se réserve le droit d'apporter des modifications.  
AIC INTERNATIONAL - contact@aic-international.net - Tel : +33 (0) 2 28 23 06 51 - www.aic-international.net

## DESCRIPTIF DETAILLE

Pilulier électronique complet et bien conçu:

- Un plateau pour le rangement et l'organisation des boîtiers.
- 7 boîtiers quotidiens identifiables avec les jours en français.
- 4 compartiments quotidiens facilement identifiables.
- Une alarme portable pour la programmation et le rappel des prises. A poser sur le devant du plateau ou pour une utilisation nomade.

Principaux avantages:

- Grâce à l'alarme portable, l'utilisateur peut se déplacer en toute autonomie et ne pas manquer les rappels. Jusqu'à 6 alarmes quotidiennes.

Alarme portable:

- Affichage de l'heure sur l'écran digital (3.5 x 1.2 cm) équipé d'un couvercle de protection.
- Alarme sonore (80 dB).
- Jusqu'à 6 alarmes programmables par jour. Format 24H.

Dimensions boîtier quotidien: L.9 x P.5 x H.1.5 cm.

Dimensions alarme: L.9 x P. 2.5 x H.4.5 cm.

Alimentation: 2 piles AAA LR03 (fournies).

## LOGISTIQUE

Carton Hauteur (cm)	51.5	Carton Largeur (cm)	35.5
Carton Longueur (cm)	41	Carton Poids (kg)	12
Code Douane	39249000	Code EAN Carton	13661474255064
Colisage	36	Dimensions SPCB (PCB clients)	L.40 x P.34.5 x H.16.5
Emb Dimension Horizontale	14	Emb Dimension Profondeur	8
Emb Dimension Verticale (cm)	12.5	PCB Client	12
Poids pdt emballé (gr)	310	Type Emballage	Boîte quadri

## PACKAGING



AIC International  
ZAC de Maison Neuve II  
8 bis rue Jean Mermoz  
44980 Sainte-Luce-sur-Loire  
Tel. 02 28 23 06 51  
Fax. 02 28 23 06 52  
contact@aic-international.net  
www.aic-international.net



Fiche produit - 05/03/2020 - Photos non contractuelles

Les informations et caractéristiques sont données à titre d'information, par souci d'évolution. AIC se réserve le droit d'apporter des modifications.  
AIC INTERNATIONAL - contact@aic-international.net - Tel : +33 (0) 2 28 23 06 51 - www.aic-international.net