



29/08/2011


Blouse d'isolement

Réf article :
CHE1071AC

DESCRIPTIF

- * Hauteur 115 cm milieu dos
- * Manches raglans longues
- * Encolure ronde bordée biais colleteuse
- * Fermeture milieu dos par 3 jeux de pressions
- * Bas manches resserré par bord côte
- * Thermofixation : Température : 220° Temps : 12s

SCHEMA



CONTEXTURE:

poly/coton 50/50 ou 65/35 %
140 gr/m2 à 180 gr/m2

COLORIS:

blanc ou couleur

LIVRAISON: