

## Description

### Distributeur mural en inox pour flacon Airless 1 L

Distributeur mural pour flacon Airless 1 L de gel hydroalcoolique ou de savon. Très utilisé dans les hôpitaux et cabinets médicaux pour se laver ou se désinfecter les mains de manière hygiénique et efficace. Sa commande au coude permet un lavage ou une désinfection des mains sans contact.

Compatible avec nos flacons Airless suivants :

- - le Flacon Airless 1L Aniosgel pour distributeur
- - le flacon Airless 1L de savon antiseptique Dermanios Scrub
- - le Savon Aniosafe Manuclear HF coloré et parfumé .

Le flacon Airless est facile à mettre en place dans le distributeur. Il suffit de l'installer tête en bas en prenant soin de bien placer la pompe Airless devant le bras. Veuillez retrouver les recommandations Anios ci-dessous pour positionner correctement le flacon Airless dans le distributeur.

## Caractéristiques techniques

- **Capacité** : 1L
- **Coloris** : inox
- **Conditionnement** : Unitaire
- **Description** : Distributeur Airless inox
- **Fabriqué en** : France
- **Fixation** : Murale
- **Marque** : ANIOS
- **Matériaux** : Acier inoxydable
- **Type** : Distributeur

