



Pansements transparents pour cathéters Securfix Plus PIC



Ce pansement adhésif stérile et semi-perméable est destiné à la **fixation de cathéters intraveineux centraux et périphériques**.

Ultra fin et hautement transpirant, son film transparent en polyuréthane est imperméable à l'eau et aux bactéries. Il protège efficacement le site d'insertion tout en le laissant visible et en restant confortable pour le patient.

Dimensions : 10 x 10 cm.

Pansements sous emballages individuels stériles.

Conditionnement : boîte de 50 pansements stériles pour cathéters Securfix Plus PIC