



Pansements post-opératoires imperméables Aquabloc



Ce pansement stérile est destiné à la protection post-opératoire des plaies suturées ou non. Il est composé d'un film en polyuréthane très fin et d'une compresse absorbante antibactérienne.

La compresse contient un antiseptique (0,2% de digluconate de chlorhexidine) qui régule son micro-environnement mais n'entre pas en contact avec la plaie. La partie de la compresse qui entre en contact avec la plaie est constituée d'un filet non adhérent qui réduit au minimum l'adhérence à la plaie.

Le film adhésif transparent est capable de s'étirer pour s'adapter à différents sites de pose. Il laisse la peau respirer, mais résiste à l'eau, permettant ainsi aux patients de se laver sans avoir à retirer ou changer le pansement.

Imperméable, antibactérien et doté d'une excellente capacité d'adhésion, le pansement Aquabloc peut rester en place plusieurs jours et protéger efficacement les plaies contre les risques d'infection.

Dimensions : 5 x 7 cm.

Conditionnement : boîte de **5 pansements post-opératoires imperméables Aquabloc**.