



Bassin de lit Plastique

Bassin de lit en plastique blanc avec poignée droite, livré sans couvercle. Ce modèle, de forme ergonomique, est un accessoire d'hygiène indispensable pour recueillir les urines et les selles des personnes en position allongé.

Il se nettoie facilement après usage avec une solution n'attaquant pas le polypropylène, au détergent et en machine si possible.

Pour une meilleure hygiène, il peut être utilisé avec un tampon super absorbant ou un couvercle (en option).

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène et chimique (pas à air chaud ou gamma). Autoclavable à 121°C maximum pendant 20 minutes.

Bassin de lit vendu à l'unité.

Dimensions : 51 x 28 x 9 cm.