

## Seringue Insuline montée

---



Seringues montées 1 ml PIC

25G x 5/8" - 0,50 x 16 mm

Ces seringues montées PIC sont destinées aux injections sous-cutanées.

Pour un dosage précis, sans espace mort

### Description

Seringue de précision, stérile, avec aiguille

Certifié : sans latex, sans DEHP

Injection en douceur tout en supprimant le risque d'allergie du latex

Seringues en polypropylène à usage unique

Détection des bulles d'air.

25G 5/8 -Embout Luer conique

### Caractéristiques

Aiguille directement insérée dans le corps de la seringue, ce qui supprime le volume mort et assure que l'intégralité du contenu soit délivré lors de l'injection.

Ces seringues à usage unique sont stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

La forme de l'aiguille assure une pénétration de la peau plus facile et quasi-sans douleur.

Le dosage de la quantité à injecter est très simple avec l'échelle graduée et graduation en demi unités, figurant sur le cylindre.

### Conditionnement

Boite de 100 seringues montées 1 ml PIC