


### SERINGUES 3 PIECES BD EMERALD™ AVEC OU SANS AIGUILLE



#### Description

- La seringue BD Emerald™ peut être utilisée pour des injections mais également pour des prélèvements.
- Elle ne peut pas être utilisée sur pousse-seringue.
- La seringue montée se compose de 3 pièces : le corps, le piston et le joint de piston.
- Sans aiguille, elle apporte fiabilité et robustesse.
- Son cylindre transparent et son joint de piston vert permet un parfait contrôle de l'injection.
- Les seringues avec aiguille montée BD Microlance™ 3 améliore la sécurité du personnel soignant car elle réduit le nombre de manipulations avant l'injection.

#### Caractéristiques techniques

- Matériau des composants : - Corps de la seringue : en Polypropylène (PP) ;
  - Piston : en Polypropylène (PP) ;
  - Joint de piston : en Elastomère thermoplastique (sans latex) ;
  - Lubrifiant : en Silicone (inférieur à 0,25 mg/mm<sup>2</sup>) ;
  - Marquages : à l'encre permanente ;
  - Emballage : en Polyamide ;
  - Sans latex, sans PVC ni DEHP.
- Matériau des composants de seringues avec aiguilles prémontées, non serties :
  - Aiguille : en acier inoxydable ;
  - Embase de l'aiguille : en Polypropylène (PP) avec code couleur ;
  - Capuchon de l'aiguille : en Polypropylène (PP) ;
  - Colle : en Résine de type époxy ;
  - Sans latex, sans PVC ni DEHP.
- Type de dispositif : dispositif médical stérile à usage unique.
- Stérilisation : par oxyde d'éthylène.
- Durée de vie : 5 ans après stérilisation.
- Conditionnement : sous emballage unitaire en Polyamide.
- Conditions de stockage : conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

- Conformité : - Sans aiguille : Marquage CE n° 2000 06 0272 CP, AEMPS 0318 : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE) ;
- Avec aiguille : Marquage CE n° 95 06 006 CP, AEMPS 0318 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE) ;
- Certification : EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; ISO 7864 ; ISO 13485 : 2003 certificat n° 98 06 2006,
- Certifié par AEMPS, ISO 14001 : 2004 certificat n° ES036325-1, certifié par Bureau Veritas : ISO 9001 : 2008 certificat n° ER-0097/1994 certifié par AENOR ;
- Réf. 100VHA103 et 100VHB103 : Marquage CE n° 68879-2009-CE-IND-NA : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE).
- Certification : EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1 ; ISO 7864 ; ISO 13485 : 2003 certificat n°20924-2008-AQ IND-NA, certifié par BNV, ISO 9001-2008 certificat n° 20922-2008-AQ-IND-NA, certifié par BNV.

#### Seringues BD Emerald™ sans aiguilles

Référence		Capacité	Caractéristiques	Graduation	Volume mort
A l'unité	En lot de 100				
100VHA100	100VHB100	2 ml	Luer simple Embout centré	0,1 ml	0,07 ml
100VHA103	100VHB103	3 ml			0,07 ml
100VHA101	100VHB101	5 ml		0,2 ml	0,075 ml
100VHA102	100VHB102	10 ml			0,10 ml

#### Seringues avec aiguilles BD Microlance™ 3 prémontée, non sertie

Référence	Capacité	Caractéristiques	Graduation	Aiguille			Conditionnement Unités par boîte
				Gauge	Longueur		
					en inch	en mm	
100VIB100	2 ml	Luer simple Embout centré	0,1 ml	22	1 1/4 inch	31,75 mm	100 unités par boîte
100VIB101				23	1 inch	25,40 mm	
100VIB102				23	1 1/4 inch	31,75 mm	
100VIB103	5 ml		0,2 ml	21	1 1/2 inch	38,00 mm	
100VIB104				22	1 1/4 inch	31,75 mm	
100VIB105				23	1 1/4 inch	31,75 mm	
100VIB106	10 ml		0,2 ml	21	1 1/2 inch	38,00 mm	
100VIB107				22	1 1/4 inch	31,75 mm	