

# UNITÉ DE PRÉLÈVEMENT DE SANG BD VACUTAINER



## Description :

L'unité de prélèvement de sang BD VACUTAINER est une aiguille verte de calibre 21G avec des dimensions de 19 mm x 8/10 et une tubulure de 300 mm. Chaque unité est stérile, à usage unique, pré-montée à un adaptateur Luer (ou non) et équipée d'un système intégré de mise en sécurité de l'aiguille. Chaque boîte contient 50 unités.

## Caractéristiques Techniques :

Calibre de l'Aiguille : 21G

Dimensions de l'Aiguille : 19 mm x 8/10

Tubulure : 300 mm

Volume : 0.3 ml

Conditionnement : Boîte de 50 unités

Utilisation : Sécurité pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion intraveineuse de courte durée (maximum 2 heures).