

FICHE TECHNIQUE

Description

L'aiguille spinale BD Yale™ peut être utilisée :

- pour la rachianesthésie,
- pour des prélèvements de liquide céphalo-rachidien.



Caractéristiques Générales

La pointe Quicke de l'aiguille BD Yale™ est composée d'un biseau court et tranchant.

L'embase transparente de l'aiguille BD Yale™ permet la visualisation du reflux du LCR.

Composition

Composant	Matériau
Aiguille	Acier inoxydable
Embase de l'aiguille	Polypropylène (PP)
Capuchon de l'aiguille	Polypropylène (PP)
Embase du stylet	Polypropylène (PP) + colorant



Usage unique



5 ans après stérilisation

Informations administratives

BD Yale™

Pour toutes les références sauf : 405211, 405148, 405149, 405234, 405260 et 405261.

Marquage CE n°2010 02 0701 ET et n°95 06 0005CP, AEMPS 0318 : Classe III (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, San Agustin, Espagne (assemblage) / Becton Dickinson, San Agustin, Espagne.

Certification : ISO 13 485:2003 certificat n°MD19.1805, certifié par NSAI 0050 pour Becton Dickinson, Juncos, Puerto Rico ; ISO 13 485:2012 certificat n°2012 07 0013EN, certifié par AEMPS 0318 pour Becton Dickinson, San Agustin, Espagne.

Pour les références : 405211, 405148, 405149 et 405234

Marquage CE n°252.797, NSAI 0050 et n°2010 02 0698 ET, AEMPS 0318: Classe III (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Juncos, Puerto Rico / Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA.

Certification : ISO 13 485:2003 certificat n°MD19.2305, certifié par NSAI 0050.

Pour les références 405260 et 405261

Marquage CE n°95 06 0005 CP, AEMPS 0318 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, San Agustin, Espagne (assemblage) / Becton Dickinson, San Agustin, Espagne.

Certification : ISO 13 485:2012 certificat n°2012 07 0013EN, certifié par AEMPS 0318 pour Becton Dickinson, San Agustin, Espagne.

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Composition : sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Référence	Gauge	Couleur	Longueur		Ø interne	Ø externe	Conditionnement (Boîte /Carton)	
			En mm	En inch	En mm	En mm		
Aiguille BD Yale™								
405247	18G	Rose	75	3	0,86	1,20	25 / 200 Unités	
405248			90	3 ½	0,86	1,20		
405249	19G	Crème	75	3	0,71	1,10		
405250			90	3 ½	0,71	1,10		
405251	20G	Jaune	40	1 ½	0,63	0,90		
405252			75	3	0,62	0,90		
405253			90	3 ½	0,62	0,90		
405211			150	6	-	0,5		10 / 50 Unités
405244	22G	Noir	63	2 ½	0,43	0,70		25 / 200 Unités
405255			75	3	0,43	0,70		
405148			130	5	-	0,70	10 / 50 Unités	
405149			180	7	-	0,70		
405254			40	1 ½	0,43	0,70	25 / 200 Unités	
405256			90	3 ½	0,43	0,70		
405240	23G	Turquoise	90	3 ½	0,39	0,64	25 / 200 Unités	
405243	25G	Bleu	25	1	0,24	0,50		
405245			51	2	0,24	0,50		
405246			75	3	0,28	0,50		
405257			90	3 ½	0,28	0,50		
405234			119	4 11/16	-	0,5		10 / 50 Unités
405258	26G	Marron	90	3 ½	0,28	0,45	25 / 200 Unités	
405259	27G	Gris	90	3 ½	0,28	0,40		
Introduceurs								
405260	20G pour les aiguilles 25G	Jaune	32	1 ¼	0,62	0,90	25 / 200 Unités	
405261	22G pour les aiguilles 27G	Noir	32	1 ¼	0,43	0,70		
Kit aiguille BD Yale™ et Introduceurs								
405084	Aiguille 25G Introduceur 20G	Bleu Jaune	90	3 ½	0,24	0,50	25 / 200 Unités	
405065	Aiguille 26G Introduceur 20G	Marron Jaune	90	3 ½	0,24	0,45		
405069	Aiguille 27G Introduceur 22G	Gris Noir	90	3 ½	0,19	0,40		