



## PANSEMENT ADHESIF SPECIAL PEAUX SENSIBLES LEUKOPLAST SOFT WHITE

### Pansement adhésif à découper spécial peaux sensibles Leukoplast Soft

**White** Un pansement adhésif à haute tolérance cutanée, **spécial peaux sensibles**.

Le **pansement Leukoplast Soft White** est doté d'un **support non tissé blanc multi-extensible** (Hypafix) doux et très confortable et d'une **compresse absorbante, neutre et non adhérente**.

Conçu pour les peaux sensibles ou fragiles, il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, limitant ainsi le risque de macération.

Le **pansement Leukoplast Soft White** est indiqué pour le **soin des plaies superficielles peu exsudatives** (coupures, vaccins, prises de sang ...).

Il se présente sous la forme d'une bande enroulée, à découper à la longueur souhaitée pour s'adapter à la plaie à traiter.

Tailles disponibles :

4 cm x 5 m

6 cm x 5 m

8 cm x 5 m