

## BOCAL A URINE COMED



### Description

**Le bocal en plastique** permet de contenir jusqu'à 2.5 litres d'urine. Il a la particularité d'avoir des anses pour faciliter le transport. Il a été pensé pour être déplacé, notamment lors de l'évacuation de l'urine. Il est facile de procéder à la vidange grâce à l'ouverture avec le petit bouchon. Cela permet de se débarrasser de l'urine avec un risque d'éclaboussures amoindries.

Avant la vidange, l'urine recueillie peut rester dans le bocal étanche, bien refermé avec un bouchon. Après la vidange, il faut impérativement procéder au nettoyage du bocal, il peut être passé en machine ou lavé à la main à l'aide d'un produit nettoyant qui n'attaque le PP et le HDPE.

### Caractéristiques

- Contenance : 2.5 litres
- Graduation : 100 ml
- Étanche
- Poids : 130 g