

# Gamme médicale

Urinal CarePulp®



Urinal mâle  
rond

- Style traditionnel, facile à manipuler.
- Hygiène et indépendance du patient.

## Caractéristiques techniques

Capacité	Dimensions colis en mm (L x l x h)	Qté/ carton	Poids colis (kg)	Coloris disponible
875ml	945x255x885	100	5	gris

Petite palette		
Hauteur en mm	Nombre de cartons/palette	Qté/ palette
1 035	5	500

Grande palette		
Hauteur en mm	Nombre de cartons/palette	Qté/ palette
2 805	3 x 5	1 500

Poids moyen pièce : **50 gr**

Autres conditionnements et palettisations sur demande

Palettes (L x l) : **1 200 x 1 000 mm**

*Produit jetable en fibre moulée destiné à l'hygiène des patients*

*Produit conçu selon les exigences de la norme PAS 29 : 1999*

*Produit étanche sur une période de 4 heures minimum*

*Passé ce délai, il est recommandé de vider et/ou détruire le récipient afin d'éviter tout risque de fuite*

*Le produit peut s'éliminer en macérateur, nous contacter pour toute information*