

COUVERTURE DE SURVIE ENFANT



Description

La **couverture de survie enfant** est une protection isothermique à deux faces dites 'Or/Argent'. Elle permet de protéger la victime des dangers de l'environnement extérieur. Elle est souvent utilisée en cas d'accidents de la route, en montagne ou face à des situations d'urgences diverses. C'est une couverture à usage unique, à déplier que si la situation l'exige. Ce n'est pas une couverture de confort, mais un produit médical.

Le côté doré placé vers l'extérieur protège du froid et de l'humidité et permet à l'utilisateur de conserver la chaleur à la température de son corps.
Inversement, **le côté argent** placé à l'extérieur lutte contre la chaleur et l'insolation.

La couverture se place sur le dos de la victime, sans lui recouvrir la tête pour ne pas étouffer le malade. Elle est d'ailleurs spécifiquement conçue pour recouvrir le corps d'un enfant.

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 110 x 140 cm
- Dimensions pliées : 85 x 135 cm
- Poids : 35 grammes.
- Non-stérile.
- Inflammable
- Ne pas utiliser en présence d'orages ou à proximité d'un appareil d'électro-chirurgie.