

PRECELLE AVEC LOUPE



DESCRIPTION DU PRODUIT :

La précelle est un des instruments de référence, utilisée par le chirurgien-dentiste lors de ses consultations. La pince possède des extrémités très fines pour saisir des objets de très petite taille. Elle peut servir à la pose d'élastique lors de la mise en place de bague ou à attraper des compresses stériles à introduire dans la bouche du patient.

Pour encore plus de précision, l'instrument est équipé d'une loupe qui permet à l'examineur d'augmenter sa visibilité durant les manipulations.

Cette pince permet de voir avec précision un corps étranger de petite taille et ainsi pouvoir l'extraire plus facilement.

L'instrument doit être nettoyé après utilisation, notamment après un passage par la bouche du patient, zone importante de production de bactéries.

CARACTERISTIQUES :

Instrument de service général pour les petits soins : utiliser pour enlever les corps étrangers dans la peau

Matières : acier

Stérilisation : Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes

Conditionnement : Sachet individuel.

Référence de la précelle avec loupe : 33 500 00