

## STYLET OLIVAIRE DOUBLE EN INOX



Le stylet olivaire double en inox Comed fait partie de l'instrumentation médicale indispensable à l'inspection des blessures ou lésions cutanées ainsi qu'à la réalisation des soins, pour de nombreux professionnels de Santé.

Il donne la possibilité au soignant de toucher ou de déplacer avec délicatesse les tissus cutanés afin d'avoir une meilleure vision de la lésion et une meilleure idée des soins à réaliser.

Les embouts du stylet olivaire double en inox Comed sont arrondis afin d'être atraumatiques.

Longueur : 14 cm

Conditionnement : à l'unité.