

Pince kocher droite / courbe, avec / sans griffes



- Pince chirurgicale **hémostatique**.
- Indispensable dans la pratique quotidienne des chirurgiens.
- Très utilisée en traumatologie car elle favorise l'exercice de fortes tractions sur certains tissus (peau, os, fibres musculaires...).
- En version **courbe** ou **droite**, en longueur **14** ou **16 cm**.
- Possède des **mors dentelés** et des **griffes**, selon le modèle choisi :
 - - la pince kocher **sans griffes** est pratique pour saisir les tissus très fins et très fragiles.
 - - la pince **munie de griffes** empêche tout glissement lors de la préhension, elle est adaptée pour les tissus moins fragiles à saisir.
- Elle permet également de clamper les tubulures de perfusions, de dévisser les tubulures résistantes, de fixer divers éléments, etc. Utilisée au quotidien par les infirmières pour réaliser des pansements.
- Sous la forme de ciseaux-pince pour faciliter la prise en main et la précision des gestes.
- Dispositif médical de classe I certifié CE.
- Emballage sous sachet individuel.
- Nettoyage et désinfection à la main ou en machine.
- Instrumentation chirurgicale autoclavable à 134°C pendant 18 min.