

Pince Pean de Comed



Description : La pince Pean de Comed est un instrument chirurgical en acier inoxydable de haute qualité, utilisé pour saisir et pincer des tissus ou des vaisseaux sanguins lors de procédures chirurgicales. Cette pince a une longueur de 14 cm et une mâchoire droite avec des dents de rat. Elle dispose également d'un mécanisme de verrouillage pour une meilleure stabilité lors de la manipulation des tissus.

Caractéristiques :

- Longueur : 14 cm
- Mâchoire droite avec dents de rat
- Acier inoxydable de haute qualité
- Mécanisme de verrouillage pour une meilleure stabilité

Utilisation : La pince Pean est principalement utilisée en chirurgie générale pour saisir et pincer les tissus et les vaisseaux sanguins lors des procédures chirurgicales. Elle peut également être utilisée en orthopédie, en ophtalmologie et en dentisterie.

Nettoyage et entretien : Après chaque utilisation, la pince Pean doit être nettoyée avec de l'eau et du savon doux pour éliminer toute trace de sang et de tissus. Elle doit ensuite être stérilisée à l'aide d'un stérilisateur à vapeur ou d'un système de stérilisation à l'oxyde d'éthylène. La pince doit être stockée dans un endroit sec et propre pour éviter toute contamination.

Avertissement : La pince Pean ne doit être utilisée que par des professionnels de la santé formés et qualifiés pour effectuer des procédures chirurgicales. Elle doit être manipulée avec précaution pour éviter toute blessure aux tissus et aux vaisseaux sanguins.