

## HALSTEAD COURBE SANS GRIFFES 13 CM



### DESCRIPTION DU PRODUIT :

Les pinces de Halstead (ou pinces moustiques) sont utilisées en chirurgie pour saisir et clamper des vaisseaux sanguins, pratiquer des ligatures, manipuler des tissus et des dispositifs médicaux.

Avec leur forme de ciseaux, elles sont faciles à manipuler et permettent une bonne précision.

Ces pinces hémostatiques en acier inoxydable de type Halstead courbes ont une longueur de 13 cm. Elles sont autoclavables à 134° C pendant 18 minutes et se nettoient en machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.