

# Pince Adson-Micro fine sans griffe 12 cm



## Description

Cette Pince Adson-Micro fine sans griffe 12 cm est un instrument indispensable pour les professionnels de la santé, particulièrement les chirurgiens. En effet, elle est employée pour effectuer une préhension et aussi pour réaliser une dissection des tissus d'une manière plus précise. Cette pince Adson est aussi utilisée par les professionnels en chirurgie pour isoler ou dégager un élément. L'utilisation de cet instrument est très pratique. En premier lieu, comme cette pince à disséquer possède une zone de prise en main assez large, sa préhension devient plus facile. Par ailleurs, grâce à ses mâchoires extrêmement fines, la tenue des tissus est plus précise.

Cette pince chirurgicale est un matériel lavable et stérilisable.

On peut la nettoyer à la main ou en machine.

Toutefois, il faut utiliser un produit qui n'endommage pas la matière avec laquelle cette pince est faite. Quant à la stérilisation, elle se fait en autoclave à 134 °C durant 18 minutes.

Cette pince Adson est un instrument fabriqué en acier inoxydable, qui est une matière à la fois dure et résistante. Elle n'est pas dotée de griffe et sa longueur mesure 12 cm. Cette pince à disséquer pèse environ 50 g. Elle est donc très légère et peut être placée dans la blouse ou dans un sac.

## Caractéristiques techniques

- Longueur 12 cm
- Sans griffe
- En inox
- Poids : 50 g