

Nébuliseur MICROLIFE Neb 200

REF : DMIC0018



Le NEB 200 Active de Microlife est un nébuliseur à compression conçu pour toute la famille au quotidien. Grâce à son design compact et à son faible encombrement, il peut être facilement transporté et rangé.



Traitement efficace

Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures.



Traitement rapide

Nébuliseur ultra-rapide pour des séances d'inhalation courtes.



Facile à utiliser grâce à un bouton unique

Adapté pour toute la famille.



Entièrement équipé

Livré avec un masque pour adultes et pour enfants, un embout buccal, un masque nasal, 5 filtres à air de rechange et une housse de transport.



Sûr et hygiénique

Les accessoires peuvent être lavés et désinfectés.



Compatible avec toutes les solutions d'inhalation les plus fréquentes

- ✓ Compact et pratique
- ✓ Pompe à piston fiable
- ✓ Traitement efficace et rapide
- ✓ Pour toute la famille
- ✓ Livré avec des masques pour adultes et enfants, un embout buccal, un masque nasal, 5 filtres de rechange et une housse de transport.

N° de modèle : NEB 200

Dimensions : 103 x 160 x 140 mm

Poids : 1306 g

Vitesse de nébulisation : 0,40 ml/min

Taille des particules : 3,1 µm (MMAD)

Cycle de fonctionnement : 30 min ON/ 30 min OFF