



### **Description du déambulateur Londres Drive**

- Le déambulateur est très compact, pliant et confortable pour son utilisateur.
- Il est défini comme le déambulateur d'intérieur de référence.
- Son confort se fait ressentir grâce aux poignées anatomiques ainsi qu'à l'assise rembourrée qui lui procure un maximum de bien être en position assise.
- La largeur de 60 cm lui permet de faciliter le passage de porte et donc l'accessibilité aux endroits les plus exigus.

#### **\*\* Points forts**

- Pliable
- Maniable
- Economique

#### **\*\* Caractéristiques techniques du déambulateur**

- Largeur hors-tout : 60 cm
- Largeur pliée : 18 cm
- Profondeur hors-tout : 53,5 cm
- Largeur d'assise entre les poignées : 37 cm.
- Dimensions assise : 36 x 20 cm
- Hauteur assise : 53 cm
- Hauteur poignées : de 78,5 à 94,5 cm
- Poids : 5,5 kg
- Poids max. supporté : 100 kg
- Matière : Acier
- Couleur : Gris métallisé
- Diamètre tube : 2,2 cm